

Produktinformation durch floracuragrosshandel.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

www.floracuragrosshandel.com/impressum.php

47ml Hexaglas mit BioSeal Deckel weiss UNiTWIST

Produkt-ID: 913043011

[Zur Produktseite im Shop](#)



Sechseckglas Hexa47 mit weissem BioSeal Twist-Off Deckel TO43

Beschreibung

Praktisches Twist-Off Sechseckglas mit passendem BioSeal Deckel. Eignet sich hervorragend zum Aufbewahren von kleinen, feinen Dingen und zum Dekorieren. Unsere Empfehlung: Verpacken Sie kosmetische Produkte, Glitter oder Honig in Probiergrösse.

Glas und Deckel passen bei diesem "gesunden" Spezialisten Set exakt zueinander. Beide haben die Grösse TO43. Die BioSeal Deckel sind PVC-frei, Weichmacher (ESBO) frei und besitzen eine BPA freie Lackierung. Auch bei fettem / ölhaltigen Inhalt ist dadurch eine Migration dieser Stoffe in das Füllgut ausgeschlossen. Die Benutzung PVC-freier BioSeal Deckel wird für Bio Produkte empfohlen bzw. vorgeschrieben.

Mit einem Behältnis aus Glas arbeiten Sie nachhaltig: Es ist lebensmittelgeeignet, hygienisch, enthält keine Schadstoffe, mehrfach wiederverwendbar und hervorragend recycelbar. Es stammt wie alle UNiTWIST Twist-Off Gläser aus deutscher bzw. europäischer Fertigung.

Reinigung und Gebrauch

Das Glas ist spülmaschinen- und (ohne Deckel) mikrowellengeeignet. Eine maschinelle Abfüllung ist möglich.

Wärme- und Kältebeständigkeit: Das Glas ist temperaturbeständig von -30° bis 180° (maximal 200°) Celsius, der Metalldeckel bis etwa 100° Celsius. Auch zum Einfrieren geeignet.

Sterilisation: Das Glas und den BioSeal Deckel können Sie durch Haushalts-Sterilisation (Wasserbad, Ofen), gewerbliche Methoden oder auch durch Einsprühen mit Alkohol 96% vol keimfrei machen.

Reinigung: Die grosse Öffnung erleichtert die Reinigung der Flasche. Verwenden Sie hierzu unsere praktischen Gläser- und Flaschenbürsten. So bleiben Ihre Behälter hygienisch sauber und die Bildung von Bakterien und Keimen wird verhindert.

Gebrauchsanleitung und weitere Infos

Eine gedruckte UNiTWIST Kurzanleitung liegt immer Ihrer Lieferung bei.

Zusätzlich bieten wir Ihnen die ausführliche "UNiTWIST® Twist-Off Gläser und Deckel" Broschüre mit Sonderteil Twist-Off Einkoch-Ratgeber.

Mehr interessante Informationen zu UNiTWIST Gläsern und Deckeln sowie Spezifikationen, Konformitätserklärungen und Datenblätter finden Sie direkt online unter Wissen von A-Z.

Details und Spezifikationen

Das Twist-Off "TO" Grössen System: Es gibt verschiedene Glasöffnungen: TO48, TO53, TO63 usw. Die Bezeichnungen setzen sich zusammen aus den Buchstaben "TO (=Twist Off)" plus Angabe des Durchmessers in mm. Beispiel TO48: Dies bedeutet Twist-Off System mit einer Öffnung von 48mm. Zusätzlich gibt es vereinzelt doppelt hohe "Deep" Deckel. Beim Zusammenstellen von UNiTWIST Twist-Off Gläsern und Deckeln müssen die "TO" Werte und eventuell die Bezeichnung "DEEP" übereinstimmen - und alles passt.

Details zum Glas:

Ganze Palette: 14040 Gläser, in Lagen gepackt, mit Folie umwickelt.

Material: Aus EU Herstellung. Für Lebensmittel bestens geeignet.

Farbe: Klar

Form: Sechseckig
Nennvolumen: 47 ml
Randvollvolumen: 48 ml
Gewicht je Stück: 63 g
Glashöhe ohne Deckel: 50.0 mm
Durchmesser an der Aussenkante der TO Wülste: 40.1 mm
Durchmesser aussen: minimal 42.8 mm / maximal 48.5 mm
Durchmesser innen: 32 mm an der Öffnung
Durchmesser aussen: 38 mm an der Öffnung
Etikettierbare Fläche (Breite x Höhe): 20 x 28 mm pro Seite (6 Seiten)
TO / Twist-Off Mass: TO43 (Twist-Off 43 mm)
Anzahl der Wülste: 4 Stück, für TO Deckel mit 4 Nocken

Details zum Deckel:

Norm, Ausführung: Twist-Off (Nockendrehverschluss) nach DIN EN ISO 9100
Material: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²
Dichtungsfläche: PVC-frei. Thermoplastisches Elastomer (TPE) aus zugelassenen Materialien gemäß EU Verordnung VO (EG) 10/2011.
Kennzeichnung BioSeal: Kleiner etwa 3 mm hoher BioSeal Aufdruck am Seitenrand des Aussendeckels.
Innenlackierung: Schutzlackierung ohne BPA (BPA-NI, Bisphenol A-non-intent)
Aussenlackierung: Schicht-Lacksystem

Migrationsverhalten: Keine Migration bedenklicher Stoffe in das Füllgut, auch nicht bei öligen Speisen.
Anwendung Deckel: Beim Einmachen über dem Füllgut genügend Luftraum lassen (7%, zwei fingerbreit) und vor dem Zudrehen gut erwärmen, damit die Dichtung elastisch wird. Details dazu finden Sie in der Kurzanleitung, die wir Ihrer Lieferung beilegen.
Temperaturverhalten Deckel: Unitemp, maximal etwa 95°C (Pasteurisation), universell geeignet für Kaltabfüllung und Heissabfüllung Mehr dazu.
Farbe: weiss
Gewicht je Stück: 5 g
Höhe Deckel: 9.1 mm
Durchmesser aussen: 45 mm
Etikettierbare Fläche (Durchmesser): 27 mm
TO / Twist-Off Mass: TO43 (Twist-Off 43 mm)

Anzahl der Nocken: 4 Stück
Lagerung bis zur Verwendung: Trocken lagern bei 5 bis 30 °C

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von $\pm 5\%$.

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):
www.floracuragrosshandel.com/impressum.php