

Produktinformation durch floracuragrosshandel.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.floracuragrosshandel.com/impressum.php](http://www.floracuragrosshandel.com/impressum.php)

## Apothekenfl. braun 50ml Roll-On Verschluss weiss

Produkt-ID: 1004557

[Zur Produktseite im Shop](#)



## **50 ml Braunglas Flasche mit weissem Roll-On Verschluss**

### **Beschreibung**

Braunglas Apothekenflasche mit weissem Roll-On Verschluss. Der besteht aus einem Flascheneinsatz mit hochwertiger Glaskugel und einer weissen Schraubkappe.

Das Besondere: Die präzis gefertigte Glaskugel. Dadurch können sowohl wässrige wie auch ölige Flüssigkeiten hervorragend aufgerollt werden.

### **Wie setze ich den Roll-On Verschluss in die Flasche?**

Die Glaskugel samt Kunststoffhülse befindet sich bei der Lieferung kaum sichtbar fest im Verschluss. Drehen Sie den Verschluss so wie angeliefert einfach fest auf die Flasche auf. Die Kugel wird dabei samt Kunststoffhülse in der Flaschenöffnung automatisch fixiert.

### **Bitte beachten! Eignung:**

Geeignet für alle Anwendungen, bei denen Flüssigkeiten aufgerollt werden sollen. Zum Beispiel Essenzen, wässrige Extrakte, Lebensmittel, Bachblüten, Öle, flüssige Deos, Parfum, pharmazeutische Produkte. Nicht für aggressive Chemikalien wie z.B. ätherische Öle. Mischungen mit verdünnten ätherischen Ölen bitte im Einzelfall austesten.

### **Details und Spezifikationen**

Nennvolumen: 50 ml

Randvollvolumen: 58 ml

Gewicht: 55 g

Höhe: 105.2 mm

Durchmesser: 37 mm

Etikettenmass: 116 mm x 56 mm maximal (B x H)

Gewinde: 18 mm (DIN 18)

Bestandteile: Der Deostick besteht aus drei Teilen, die einfach und schnell zusammengefügt werden können:

Unterteil: Aus braunem Glas (Braunglas) in Apothekenqualität, Gewinde 18 mm

Glaskugel mit Halterung: Beides ist fertig vormontiert. Die Kugel besteht aus hellem leicht angerautem Glas, die Halterung aus transparentem oder weissem PP.

Verschlusskappe: Weisser Kunststoff aus PP mit Gewinde DIN 18 mit eingearbeiteter Dichtung.

Qualität: Apothekenqualität, die braunen Glasflaschen werden aus Glas der Glasart III (DIN 719 bzw. Behältnisklasse III nach DIN 52339-TO180) nach dem Europäischen Arzneibuch gefertigt.

Hinweis zu den Abbildungen: Die Ausführung des Roll-On Verschlusses kann von der Abbildung geringfügig abweichen. Andere Bezeichnungen: DEO Roller, Roll On, Deostick, Deo Stick, Deo Roller leer, Roll On leer, Deostick leer, Deo Stick leer

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von  $\pm 5\%$ .

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):

[www.floracuragrosshandel.com/impressum.php](http://www.floracuragrosshandel.com/impressum.php)